

## 新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび、下記の検査項目を新たに受託開始いたしますので、ご利用いただきたく  
ご案内いたします。  
今後とも引き続きお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成26年 8月 1日(金) ご依頼分より

### ■新規受託項目

項目コード	検査項目	検査方法	基準値	検体量	容器	保存	所要日数	実施料 判断料
6051-02	特異的 IgE (Ara h 2) (ピーナッツ由来)	FEIA	陰性 0.35 未満 ( $U_A/m\ell$ )	血液 3mℓ	X (生化学用 スピッツ)	室温	2~5日	110点 144点

※特異的 IgE ピーナッツの陽性者が対象です。

※判定基準は下記をご参照ください。

※当該項目は、アレルギー専用サービス報告書に印字できませんので、あらかじめご了承ください。

#### ● 特異的 IgE (Ara h 2) (ピーナッツ由来) 判定基準

判定	特異的 IgE 抗体価 ( $U_A/m\ell$ )
陰性	0.35 未満
偽陽性	0.35~3.99
陽性	4.00 以上

※裏面をご参照ください。

## ●特異的 IgE (Ara h 2) (ピーナッツ由来)

ピーナッツ(落花生)は、「特定原材料」として食品への表示が義務付けられている食物アレルギーの1つです。また、アナフィラキシーショックを含む多臓器にわたる重篤な症状が多いアレルギーとして知られ、小児の乳製品・卵・大豆アレルギーのケースとは異なり、経年的な耐性が得られにくいといわれています。

Ara h 2はピーナッツアレルギーコンポーネント\*のうちの1つで、臨床症状発現との強い関連性が報告されており、本検査は、粗抽出アレルギーであるピーナッツ特異的IgE検査陽性者におけるアレルギー診断補助に有効です。従来の診断フローに加えることで、ピーナッツアレルギーの疑いのある患者およびその家族のQOL向上に役立つ可能性があると考えられています。

\* アレルギーコンポーネント: アレルギー原因食品から抽出されるタンパク質中のIgE結合能を持つ単一のタンパク質。