

こだま Q&A



Q80

ABO 式血液型・Rh 式〈D 因子〉血液型採血容器が、EDTA-2K(g) から EDTA-2Na(C)に変更されましたが、血液型と BNP を同時に依頼する場合、EDTA-2Na 2ml を 2 本採取しないといけませんか。そのほか、注意することはありますか。

A80

はい。血液型用と BNP 用に、EDTA-2Na(C)の 2 本採取をお願いします。
2017年6月26日より、安全な輸血検査（血液型検査も含まれます）を実施するために自動輸血検査装置を導入し、用手法から自動化法へ変更しました。機器内は全てバーコード管理されています。測定時は、血液型検査用の専用バーコードラベルで検査をします。重複依頼の場合、BNP 検査後に血液型の検査となり、同じ検体に血液型検査用ラベルを貼付する必要があるため、検体取り違いの可能性を否定できません。安全上の観点から、血液型、BNP 検査用にそれぞれの検体採取をお願いいたします。

同様に、血液型と血液一般検査の同時依頼の場合も、EDTA-2Na(C)と EDTA-2K(g)の 2 本採取をお願いいたします。

小児や採血が困難など、規定量の採取が難しい場合は、検査担当者までご相談ください。

お問い合わせ：☎代表 0120-14-7191(フリーダイヤル) / 担当 生化・免疫係(免疫血清担当)

きやうちボール

今年、各地で地震・豪雨・台風と自然災害が多発しています。特に、豪雨の被害は甚大で、何十年に一度という、今までにない被害が伝わってきています。自然災害は、どうすることもできませんが、私たちに出来ることとして、防災グッズの準備や避難場所の確認を今一度実施しては如何でしょうか。

来年度は、「診療報酬改定」の年です。検査センターとして、迅速に対応して行きたいと思えます。

<防災グッズ>



出典：消防庁ホームページ
(<http://www.fdma.go.jp/>)

矢矧 加代子（総務経理課主任）

<広報委員> 谷敷 圭美 / 橋本 健 / 藤井 ひとみ / 三宅 康雄 / 井上 安奈 / 加藤 与旨多 / 藤本 彩咲日

*本誌はウェブページでもご覧いただけます。 <http://www.labo.city.hiroshima.med.or.jp/newsletter>