

コールセンター Q&A

Q91

アレルギー検査の特異的 IgE 「ハウスダスト1」と「ハウスダスト2」の違いは何ですか。

A91

「ハウスダスト1」と「ハウスダスト2」は、検査試薬原料の製造会社が異なりますが同一のアレルゲン項目なので、どちらか1つを選択し検査します。

理由として、アレルゲン構成はダニ、カビ、動物フケ、ゴキブリなど同一のものが含まれていますので、「ハウスダスト1」と「ハウスダスト2」には強い相関関係があり、どちらを依頼されても感度は同等であるからです。

なお、「ハウスダスト1」は View39 に構成されている「ハウスダスト1」と試薬が同一であるため、View39 とのクラス相関は良好です。

*検査センター総合検査案内2018 52ページ参照

お問い合わせ：☎代表 0120-14-7191(フリーダイヤル) / 担当 品質保証室コールセンター



きやちボール

先日、登山経験のある知人をお願いして、廿日市にある十方山(標高:1,319m)に連れて行ってもらいました。山の雰囲気や景色を楽しみながら頂上で食べるお弁当は、ことのほか美味でした。トレッキングは無理せず長時間の有酸素運動を続けられ、年代を問わず趣味にされている方も多いと思います。

山に行こうと思ったきっかけは、骨折の診断の為にエコーをしていただいた先生から、骨折よりもポッコリお腹の脂肪を改善するよう厳しく指導されたからです。定期健診の結果は悪くないので、特に生活習慣の改善は意識していませんでした。私のような潜在的な肥満の発見と指導に、疾患別検査ガイド肥満症2018をお役立ていただければ幸いです。

高磨 潤 (営業課営業推進係 主任)

<広報委員> 谷敷 圭美 / 枘本 健 / 藤井 ひとみ / 三宅 康雄 / 加藤 与旨多 / 藤本 彩咲日