

## 中性緩衝ホルマリン濃度変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
病理組織固定用の中性緩衝ホルマリン濃度を20%から10%に変更させていただきますのでご案内申し上げます。

### 記

■実施日           在庫分なくなり次第順次

■変更理由       日本病理学会の推奨に準ずる  
※一般社団法人日本病理学会発行  
「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」参照  
URL: <http://pathology.or.jp/>

### ■変更項目

| 案内書<br>掲載項 | 検 査 項 目  | 変 更 内 容         | 新   | 現   |
|------------|----------|-----------------|-----|-----|
| 139        | 病理組織標本作製 | 中性緩衝ホルマリン<br>濃度 | 10% | 20% |

※各種印刷物（劇物譲受書・物資注文書・ホルマリン取扱い注意書・検査依頼書）  
についても次回印刷分より順次表記を変更させていただきます。