

尿沈渣の報告書掲載内容 追加のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、尿沈渣で基準範囲のある赤血球、白血球、細菌の3項目につきまして
再検時の目視報告にHIGH(↑)マークを追加表示致しますのでご案内申し上げます。

記

■実施日 令和元年12月16日(月) 依頼分より

■変更項目

案内書 掲載頁	項目コード	検査項目	検査方法
112	1563-54	尿沈渣 (尿中有形成分定量測定)	フローサイトメトリー法

■変更内容 尿沈渣の再検時の目視報告について
HIGH(↑)マークを表示

<以下の基準範囲を超えた場合HIGH(↑)マークを表示>

・赤血球・白血球基準範囲 ⇒ 4.0以下/每視野

・細菌基準範囲 ⇒ (-)


細菌目視報告参考 (-) … 0から数視野に散在
(1+) … 各視野にみられる
(2+) … 多数あるいは集塊状にみられる
(3+) … 無数

※ 裏面に続く

報告書イメージ

尿検査報告書		集荷コード	
186	999999-05	住所	千田町
氏名	イカイ テスト 様	施設名	広島市医師会診療所 様
備考		診療科	
カルテ番号	採取日 19年11月 5日	病棟	
受付番号 05-999999991	受付日 19年11月 5日	提出医	
	報告日 19年11月 5日		

検査項目	基準範囲	検査結果	↑ ↓
尿中一般検査			
比重	1.003~1.030	1.015	
PH	4.8~8.0	5.0	
潜血反応	(-)~(±)	(-)	
糖定性	(-)~(±)	(-)	
蛋白定性	(-)~(±)	(+ -)	
ウロビリノーゲン	正常	正常	
ビリルビン定性	(-)	(-)	
ケトン体定性	(-)	(-)	
尿沈渣(尿中有形成分)			
赤血球	4.0以下/HPF(X400倍)	*5-9/毎	↑
白血球	4.0以下/HPF(X400倍)	*5-9/毎	↑
扁平上皮		0.1	
硝子円柱		0.0	
細菌	18.0以下/HPF(X400倍)	*2+	↑
変更点			
*は鏡検実施項目			
蛋白定量			
部分尿	mg/dL		
畜尿	31.2~120.0mg/day		
糖定量			
部分尿	g/dL		
畜尿	0.13~0.50g/day		
ご報告は完了です 保険点数 未保険 0点・合計点数 0点			

 広島市医師会 臨床検査センター	検査責任者 榎本 健	1/1	1. エスアールエルMUQSラボラトリー 一般社団法人広島市医師会臨床検査センター
--	------------	-----	--

※尿沈渣について

尿沈渣は、全自動尿中有形成分測定機(フローサイトメトリー法)で測定し、基準範囲を超えた場合にHIGHマークをつけて報告しています。

ただし、測定値が再検になった項目では、尿を遠心後、沈渣標本を作製し鏡検を実施することで検査結果が目視報告となります。