

MAST48mix (特異的 IgE) 再度のご案内

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、「院内掲示用ポスター」「患者様用リーフレット」配布と合わせて、再度ご案内申し上げます。

本項目は、30項目のシングルアレルゲンと6項目のミックスアレルゲンを組み合わせ、48種類のアレルゲンで構成した同時多項目測定検査です。

少ない採血量でこれまで気付かなかったアレルゲンの感作状況の把握ができ、アレルギー症状の原因となるアレルゲンあるいはアレルゲンの種類が推測可能となりました。

記

■項目 MAST48mix(特異的 IgE)

■内容

項目コード	検査項目	検査方法	基準範囲(単位)	検体量(mL)	容器	保存	所要日数	実施料	判断料
6434-02	MAST48mix (特異的IgE)	CLEIA	MASTクラス 0 1.39以下(LC)	血液 3.0	X	室温	4~7	1430	144 (免疫)

※ MAST48mix(特異的IgE)ご依頼の際は、欄外項目にご記入ください。

※ 依頼書にプレプリントをご希望の施設は、営業員にお申し付けください。

※ MAST48mix(特異的IgE)の会員料金は、MAST36アレルゲン(特異的IgE)と同額です。

詳細については裏面をご覧ください。

● MAST48mix (特異的 IgE)

30 項目のシングルアレルゲンと 6 項目のミックスアレルゲンを同時に測定し報告いたします。

▼ 特異的 IgE (MAST48mix)、特異的 IgE (MAST36 アレルゲン) 一覧

MAST48mix は MAST36 に の構成アレルゲンを追加しました。

但し、○○ミックスの構成アレルゲンの個々の報告はありません。

分類	構成アレルゲン	MAST48mix	MAST36アレルゲン	分類	構成アレルゲン	MAST48mix	MAST36アレルゲン		
		項目	項目			項目	項目		
食物アレルゲン	1	ミルク*	●	●	花粉アレルゲン	25	スギ	●	●
	2	小麦*	●	●		26	ヒノキ	●	●
	3	卵白*	●	●		27	ハンノキ	●	●
	4	オボムコイド*	●	●		28	シラカンバ	●	●
	5	ゴマ**	●	●		29	ヨモギ	●	●
	6	ソバ*	●	●		30	オオアワガエリ	●イネ科ミックス	●
	7	大豆**	●	●		31	カモガヤ		●
	8	米	●	●		32	ナガハグサ		—
	9	ピーナッツ*	●	●		33	ハルガヤ		—
	10	サバ**	●	—		34	ギョウギンバ	—	
	11	マグロ	●	●		35	ブタクサ	●ブタクサミックス	●ブタクサ混合物1
	12	サケ**	●	●		36	オオブタクサ		—
	13	エビ*	●	●		37	ブタクサモドキ		—
	14	カニ*	●	●		その他アレルゲン	38	ハウスダスト1	●
	15	豚肉**	●	●	39		アスベルギルス	●	●
	16	牛肉**	●	●	40		カンジダ	●	●
	17	鶏肉**	●	●	41		ラテックス	●	●
	18	トマト	●	●	42		コナヒョウヒダニ	●ダニミックス	●
	19	モモ**	●	●	43		ヤケヒョウヒダニ		—
	20	キウイ**	●	●	44		イヌ皮膚	●イヌ・ネコ皮膚ミックス	●
	21	バナナ**	●	●	45		ネコ皮膚		●
	22	ヘーゼルナッツ	●木の実ミックス	—	46		アルテルナリア	●	
	23	アーモンド		—	47		ペニシリウム	●カビミックス	—
	24	クルミ**		—	48	クラドスポリウム	—		

* : 食品の表示義務のある「特定原材料」に関するアレルゲン

** : 表示を推奨されている「特定原材料に準ずるもの」に関するアレルゲン

▼判定基準

MAST クラス	ルミカウント (LC)	判定
0	0~1.39	陰性
1	1.40~2.77	疑陽性
2	2.78~13.4	陽性
3	13.5~58.0	
4	58.1~119	
5	120~159	
6	160~200	