

採取容器変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび EDTA-2Na 入り容器を変更いたしますのでご案内いたします。

記

■変更日 令和 2年4月頃より順次お届け

■変更理由 容器識別の為

〔 EDTA-2Na と EDTA-2K 容器のフィルムシール栓が同色の為、
EDTA-2Na を黄色に変更する。 〕

■変更内容

案内書 掲載頁	容器 記号	容器名	フィルムシール栓の色			
			現		新	
137	A	EDTA-2Na 入り (7mL)	紫色		黄色	
138	C	EDTA-2Na 入り (2mL) BNP 等用	紫色		黄色	
		EDTA-2Na 入り (5mL)	紫色		廃止*	

* 廃止に伴い7mLをご利用ください。5mL から7mL へ変更の対象項目は裏面をご参照ください。
現容器は、新容器に変更後も使用できます。

＜5mL から7mL へ変更の対象項目＞

案内書掲載項	項目コード	検査項目	変更内容	現	新
37	2138-03	ProGRP (ガストリン放出ペプチド前駆体)	容器	C EDTA-2Na (5mL)	A EDTA-2Na (7mL)
42	2371-03	アルドステロン/レニン活性比			
	2372-03	アルドステロン/レニン定量比			
75	3215-01	曜日・時間指定 サイトメガロウイルス PP65抗原<C7-HRP>			
89	6055-03	AICS<5種><男性>			
	6056-03	AICS<6種><女性>			
	6483-03	AIRS<男性>(8種)			
	1776-03	AIRS<女性>(9種)			
91	0951-03	アミノ酸分析<39種類>			
	0954-03	アミノ酸分析<9種類>			
106	6049-01	曜日・時間指定 予約検査 高感度PNH型 血球検査			