

血清検体での血糖検査 報告変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび血清検体での血糖検査をご依頼の際には、参考値の報告コメントを付けてお返しますので、ご案内申し上げます。

記

■実施日 令和2年6月1日(月) ご依頼分より

■変更理由

生化学用採血管(容器記号 X)には、解糖系を阻止するフッ化ナトリウム(NaF)が添加されておらず、時間経過とともに低値となるため。

■変更内容

検査項目	変更
血清血糖	報告コメントに「参考値です」と付記

* 報告書見本については、裏面を参照下さい。

