

BNP 検査 方法変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、BNP の検査方法を変更しますのでご案内いたします。

記

■実施日 令和6年8月1日(木) ご依頼分より


■変更理由

測定機器の更新のため

■変更内容

総合検査案内 頁	項目コード	検査項目	変更内容	新	現
12	2311-03	BNP(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド)	検査方法	※CLEIA	FEIA

▼現法と新法の相関図



- ※①測定範囲が現行法の
4.0~2000.0pg/mL から
2.0~5000.0pg/mL へ拡大します。
- ②現行試薬との相関は良好です。
- ③基準範囲の変更はありません。