

## 新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび、下記の検査項目を新たに受託開始いたしますので、ご利用いただきたくご案内いたします。  
今後とも引き続きお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

敬白

記

### ■実施日 平成26年 7月 3日(木) ご依頼分より

### ■新規受託項目

#### 予約検査

| 項目コード   | 検査項目     | 検査方法  | 基準値             | 検体量         | 容器               | 保存 | 所要日数        | 実施料判断料                      |
|---------|----------|-------|-----------------|-------------|------------------|----|-------------|-----------------------------|
| 6027-04 | リン酸化タウ蛋白 | ELISA | 50未満<br>(pg/ml) | 髄液<br>0.5ml | L4(リン酸化タウ蛋白専用容器) | 凍結 | 事前にご確認ください。 | 660点<br>34点<br>(尿・糞便等検査判断料) |

- 本検査は、認知症の診断目的のための検査です。
- 他項目との重複依頼は避けてください。
- 指定外の容器で提出された場合は、データ低下の恐れがありますので、必ず指定容器で提出してください。

※裏面をご参照ください。


## ●リン酸化タウ蛋白

本検査は、認知症の診断のための検査です。

リン酸化タウ蛋白を特異的に測定することにより、アルツハイマー型認知症による神経変性の指標となり、神経変性を伴わない認知症やうつ病等の精神疾患を除外でき、アルツハイマー型認知症の鑑別診断に有用です。

|       |  |
|-------|--|
| 検査項目  | リン酸化タウ蛋白   |
| 項目コード | 6027-04  |
| 検査方法  | ELISA  |
| 基準値   | 50 未満 (pg/ml)  |
| 検体量   | 髄液 0.5ml   |
| 容器    | L4 (リン酸化タウ蛋白専用容器)  |
| 保存方法  | 凍結   |
| 所要日数  | 予約検査となりますので、事前にご確認ください。  |
| 実施料   | 660点 (「D004」穿刺液・採取液検査の「16」)  |
| 判断料   | 34点 (尿・糞便等検査判断料)   |
| 備考    | 他項目との重複依頼は避けてください。<br>指定外の容器で提出された場合は、データ低下の恐れがありますので、必ず指定容器で提出してください。<br>血液の混入はデータに影響があります。 |

### 専用容器【L4】



### 予約検査

- 予約検査となっておりますので、検体採取前に必ずセンターにご連絡ください。
- 専用容器【L4】に採取し、必ず凍結保存してください。