

『総合検査案内』の項目ごとの保存方法の記載について

検査項目ごとに記載してあります保存方法は、当日中に医療機関様が検体を採取されてから当検査センター集荷員が回収するまでの保存方法を記載しております。

万が一、検体の提出が翌日以降になる場合は、記載されております保存方法では適さない場合もありますので、お手数ですが、お問い合わせいただくようお願い致します。

【保存表記定義】

①室温 … 16～30℃ 前後

②冷蔵 … 2～15℃ 前後

③凍結 … -10℃ 以下

